

KOMPETENZ IN KOMPRESSION



COLOURS KOMPRESSION



Machen das Leben schöner und bunter.
COMPRESSANA Strümpfe sind anders – bunt,
individuell und voller Lebensfreude.



Die Farbtöne INDIGO und GRAPHIT werden durch
aufwändige Tauchfärbung zu RISING INDIGO bzw.
RISING GRAPHIT, die herzwärts ansteigend immer
heller werden. Kurzum: Individuell und nicht
reproduzierbar – jeder Strumpf ein Unikat.

DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

KOMPRESSIONSSTRÜMPFE RUNDGESTRICT	4
COMPRESSANA LEGANZA – unvergleichlich attraktiv	4
COMPRESSANA DIAMONDS mit Rauten	7
COMPRESSANA NOVA – kompromisslos transparent	8
COMPRESSANA SENSITIV – unglaublich sanft	10
COMPRESSANA LINEA mit Rippenoptik	12
COMPRESSANA LINEA COTTON – sportlich und modern	13
COMPRESSANA SPORT COTTON – schnittiger Rippenlook	13
COMPRESSANA COTTON – konsequent natürlich	14
COMPRESSANA FREE – einfach und komfortabel	16
COMPRESSANA FORTE – außergewöhnlich effektiv	18
COMPRESSANA ULCER SYSTEM – einfach praktisch	20
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE FLACHGESTRICT	22
COMPRESSANA FORTE pro	24
COMPRESSANA FORTE stabil	25
COMPRESSANA COTTON pro	26
AUSFÜHRUNGEN UND EINSATZGEBIETE von flachgestrickten Produkten	27

COMPRESSANA SONDERAUSFÜHRUNGEN	28
COMPRESSANA DRUCKPELOTEN	29
COMPRESSANA ÄRMEL	30
COMPRESSANA HAND- & ZEHENTEILE	31
COMPRESSANA ZUBEHÖR	32
INTRA UNTERZIEHSTRÜMPFE	32
MASTER An- und Ausziehstation	34
SNAPPER Anzieherleichterung	35
EASY Anziehhilfen	36
STRUMPFHANDSCHUHE	37
STRUMPFBEFESTIGUNGEN	38
LYMPHKISSEN Lagerungshilfe	39
SKIN CARE Bein- und Venenpflege	40
ZUBEHÖR – Zum Schutz Ihrer Strümpfe und Strumpfhosen	43
INSHOE-SOCKEN UND FÜSSLINGE	45
GESAMTÜBERSICHT	46

COMPRESSANA
LEGANZA

unvergleichlich attraktiv



ZÄRTLICH ZU DEN BEINEN
ATTRAKTIV IM AUFTRITT

- **atemberaubend zart**
- **äußerst fein und seidig glänzend**
- **gleichmäßige, glatte Oberflächenstruktur**

Durch die Verwendung von Hochleistungsgarnen und durch ein optimiertes Herstellungs- und Veredelungsverfahren wird ein unübertroffen gleichförmiges und feines Maschenbild erreicht. COMPRESSANA LEGANZA überzeugt mit einer vorteilhaft glatten Oberfläche.

Die sehr feine Beschaffenheit bewirkt einen überraschend angenehmen Griff und eine wunderbare Weichheit auf der Haut. COMPRESSANA LEGANZA ist fein und zart.

COMPRESSANA LEGANZA bietet durch seine innovativen Materialeigenschaften eine überlegene Optik. Natürlich belassene Kompressionsfäden ermöglichen eine dezente Transparenz und damit eine Betonung des natürlichen Hauttons.

Speziell auf die Anatomie abgestimmte Formgebung und hervorragendes Dehnungsverhalten gewährleisten optimalen Tragekomfort in allen Lebenslagen. Zudem überzeugt COMPRESSANA LEGANZA durch eine vorteilhafte Betonung der Beinform und sorgt sichtbar für eine feminine Silhouette.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 160 (geschlossene FS)
Art. Nr. 161 (offene Fußspitze)

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 260 (geschlossene FS)
Art. Nr. 261 (offene Fußspitze)



geschlossene
Fußspitze



offene
Fußspitze

Form	
	A-d A-d kurz A-d extrakurz Wadenstrümpfe
	A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz Schenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	A-t A-t kurz A-t extrakurz Strumpfhose asymmetrisches Höschen, Leibumfang Serie ca. 80-120 cm
	A-t/G A-t/G kurz A-t/G extrakurz Strumpfhose mit Schwangerschafts-Leibteil und verstellbarem Strickbund



NEU: Softcontact-Haftband mit Micronoppen für besten Halt bei geringer Druckbelastung

Farben			
weiß	sandel	silk	perle
choco	graphit	indigo	schwarz

FARBAKZENTE & FARBVERLÄUFE

COLOURS Kompression gültig bis 01/2022		
enzia	viola	malva

Gradient Colours gültig bis 01/2022	
rising indigo	rising graphit

Extravaganter herzwärts abnehmender Farbverlauf für Schenkelstrümpfe und Strumpfhosen

COMPRESSANA LEGANZA & DIAMONDS Perfekte Passform – Überlegene Trageeigenschaften



Das Höschen

- anatomisch geschnittenes Höschen
- unterschiedliche Elastizität und Dehnungszonen
- luftige Maschenbildung und nicht aufragendes Material
- flacher Strickbund, bequem & komfortabel



Die Schenkelpartie

- anpassungsfähige, hochelastisch verarbeitete Schenkelpartie mit Dehnungsreserven
- feminine Haftbänder in italienischem Design, ohne Überlappung vernäht




Der Fuß

- komplett verstärkte Sohlenpartie
- großzügige, luftige Fußspitze
- weiche und besonders fein gearbeitete Nähte an der Fußspitze



Der Knie- und Wadenbereich

- weicher, dehnfähiger und einschnürungsfreier Kniebereich
- nahtfreier, stricktechnisch umgehängter Rippbund als Softrand bei Kniestrümpfen



Das Gestrick

- natürlich belassene Fäden für femininen Glanz und feine Optik
- Weichheit, Transparenz und außergewöhnlich gleichförmiges und feines Maschenbild durch innovative Garn- und Stricktechnologie.
- auf modernsten Strickmaschinen gestrickt

Überzeugend in Anwendung und Handhabung

- streifenfrei und ohne Farbübergänge
- schonend gefärbt und aufwändig veredelt
- klima-, temperatur- und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- pflegeleicht, waschmaschinen- und trocknergeeignet

COMPRESSANA DIAMONDS

mit Rauten

DIAMONDS ARE A GIRL'S BEST FRIEND

COMPRESSANA DIAMONDS mit eingestrickten Rauten und zarten und feinen Maschen setzen Beine wunderschön in Szene. Die moderne Art der Kompressionstherapie: Unsichtbare Wirkung – sichtbar attraktiv! COMPRESSANA DIAMONDS ist in Seriengröße erhältlich.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 168

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 268



geschlossene
Fußspitze

Farben



Form		
	A-d A-d kurz A-d extrakurz	Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz	Schenkelstrümpfe mit Softcontact-Haftband
	A-t A-t kurz A-t extrakurz	Strumpfhose asymmetrisches Höschen, Leibumfang Serie ca. 80-120 cm
	A-t/G A-t/G kurz A-t/G extrakurz	Strumpfhose mit Schwangerschafts-Leibteil und verstellbarem Strickbund

FARBKZENTE

COLOURS Kompression gültig bis 01/2022



COMPRESSANA NOVA

kompromisslos transparent



TRANSPARENZ IN VOLLENDUNG

- **besonders transparent**
- **luftig-leichtes Gestrick**
- **ideal im Sommer**



Unauffällige Optik, Luftigkeit, Transparenz und Passform machen unseren Klassiker COMPRESSANA NOVA unter den Kompressionsstrümpfen einzigartig. Das finden auch unsere Kunden:

Ich möchte an dieser Stelle ein großes Lob für NOVA aussprechen. Das sind bisher – und ich habe im Laufe der Jahre etliche Modelle ausprobiert – die ersten Strümpfe, die wirklich angenehm zu tragen sind, die den ganzen Tag halten, ohne dass ich sie hochziehen muss. Die kann ich auch bei warmen Temperaturen anziehen, ohne ein unangenehmes Gefühl zu haben. Zudem sind sie wesentlich unempfindlicher gegenüber Laufmaschen. Vielen Dank, dass Sie dieses Modell auf den Markt gebracht haben, Sie haben vielen Menschen einen großen Dienst erwiesen und die Kompressionstherapie ERHEBLICH angenehmer gemacht!

Als Ergänzung möchte ich anmerken, dass die NOVA-Strümpfe auch modisch gesehen die Besten sind. Ich bin 39 und habe bestimmt keine Lust, in glänzenden oder total blickdichten Oma-Strümpfen rumzulaufen. NOVA trage ich ganz normal zu Röcken und es fällt überhaupt nicht auf, dass es Kompressionsstrümpfe sind.

Viele Grüße M.B.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 180 (geschlossene FS)
Art. Nr. 181 (offene FS)

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 280 (geschlossene FS)
Art. Nr. 281 (offene FS)



Form	
 <ul style="list-style-type: none"> A-d A-d kurz A-d extrakurz 	Wadenstrümpfe
 <ul style="list-style-type: none"> A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz 	Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm)
 <ul style="list-style-type: none"> A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz 	Schenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Dekor-Haftband
 <ul style="list-style-type: none"> A-t A-t kurz A-t extrakurz 	Strumpfhose asymmetrisches Höschen, Leibumfang Serie ca. 80-120 cm



attraktives Spitzen-Haftband



anatomisch perfekte Fußspitze mit flacher Naht

Farben		
silk	perle	schwarz

COMPRESSANA SENSITIV

unglaublich sanft



SAMTWEICH UND
SANFT ZUR HAUT

- unübertroffen weich und sanft
- besonders angenehm zu tragen
- klimaregulierend, atmungsaktiv

für
DAMEN &
HERREN



COMPRESSANA SENSITIV umhüllt das Bein mit seinem feinmaschigen und weichen Gestrick.

COMPRESSANA SENSITIV lässt sich leicht anziehen und bietet maximalen Tragekomfort. Der Kompressionsdruck verteilt sich sanft und gleichmäßig. Störendes Zwicken und Drücken gibt es nicht mehr. Sie vergessen sofort, einen Kompressionsstrumpf zu tragen. Weich in der Hand und auf der Haut. Die hochwertigen, doppelt umwundenen Garne schmeicheln der Haut und bieten beste Verträglichkeit, Hautschutz und lange Haltbarkeit.

Die Strümpfe sind atmungsaktiv und wirken feuchtigkeitsregulierend. Das gleichmäßige und abdeckende Maschenbild bietet sowohl Männern als auch Frauen ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 195 (geschlossene FS)
Art. Nr. 190 (offene FS)

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 295 (geschlossene FS)
Art. Nr. 290 (offene FS)



Farben

weiß

sandel

silk

perle

choco

graphit

indigo

schwarz

Form



A-d
A-d kurz
A-d extrakurz

Wadenstrümpfe



A-d/H
A-d/H kurz
A-d/H extrakurz

Wadenstrümpfe

- mit Noppen-Haftband (3,5 cm)
- mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)



A-g
A-g kurz
A-g extrakurz

Schenkelstrümpfe



A-g/H
A-g/H kurz
A-g/H extrakurz

Schenkelstrümpfe

- mit Noppen-Haftband
- mit Spitzen-Haftband
- mit Dekor-Haftband
- mit Softcontact-Haftband



A-g/T
A-g/T kurz

Schenkelstrümpfe

mit Hüftbefestigung



A-t
A-t kurz
A-t extrakurz

Strumpfhose

hochelastisches Höschen
mit verstellbarem Strickbund
Leibumfang ca. 80 - 140 cm



FARBKZENTE

COLOURS Kompression gültig bis 01/2022

enzia

viola

malva



COMPRESSANA LINEA

moderne Rippenoptik

Unsichtbare Wirkung – sichtbar attraktiv. COMPRESSANA LINEA setzt Beine wunderschön in Szene. Der Clou: Niemand wird an der Masche erkennen, dass Sie Kompressionsstrümpfe tragen! COMPRESSANA LINEA vereint unübertroffen weichen und sanften Tragekomfort mit einer attraktiven Rippenstruktur.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 196

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 296



geschlossene
Fußspitze

Form



A-d
A-d kurz
A-d extrakurz

Wadenstrümpfe
in Rippenstruktur



A-d/H
A-d/H kurz
A-d/H extrakurz

Wadenstrümpfe
in Rippenstruktur
mit Noppen-Haftband (3,5 cm)



auch von Herren gerne getragen

Farben

silk

choco

graphit

indigo

schwarz

COMPRESSANA LINEA COTTON

COMPRESSANA LINEA COTTON mit Rippenstruktur verleiht knielangen Strümpfen eine moderne und sportliche Optik. So unauffällig, dass niemand an der Masche erkennen kann, dass Sie Kompressionsstrümpfe tragen.

Doppelt sicheren Halt bietet die Ausführung mit Haftband. Dieses ist rutschsicher und geeignet für höchste Ansprüche. Aufgrund seiner einzigartigen, hautsympathischen Machart mit Baumwoll-Innenseite eignet sich COMPRESSANA LINEA COTTON ideal für bewegte, aktive Beine.

COMPRESSANA LINEA COTTON kann mehr als Kompressionsstrümpfe. Der anatomische Druckverlauf und die effiziente Tiefenwirkung bewirken die Steigerung der Leistungsfähigkeit und Ausdauer.


KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 156

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 256



Form	
<p>A-d A-d kurz A-d extrakurz</p>	<p>Wadenstrümpfe in Rippenstruktur</p>
<p>A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz</p>	<p>Wadenstrümpfe in Rippenstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)

Farben




COMPRESSANA SPORT COTTON

Leistungsfähigkeit
und Ausdauer

Der Tragekomfort und die herausragenden Eigenschaften von LINEA COTTON im Racing Style für alle ambitionierten Sportler.

- bessere Durchblutung und Sauerstoffversorgung
- Aktivierung und Stabilisierung der Muskulatur
- schnellere Regeneration
- Reduzierung der Verletzungsgefahr



COMPRESSANA COTTON

konsequent natürlich



DIE NATÜRLICHE LÖSUNG FÜR BEINPROBLEME

- **weiche, geschmeidige Baumwollinnenseite**
- **atmungsaktiv und sehr hautsympathisch**
- **strapazierfähig durch scheuerfeste Außenseite**

COMPRESSANA COTTON ist die hautsympathische Alternative bei Kompressionsstrümpfen. Der hohe Baumwollanteil verleiht diesen Kompressionsstrümpfen einen besonders angenehmen und natürlichen Tragekomfort. COMPRESSANA COTTON wird gerne von Personen getragen, die über trockene und juckende Haut klagen und die natürlichen Materialien bevorzugen.

Die Besonderheit bei COMPRESSANA COTTON ist die Verarbeitung. Durch eine spezielle Technik befindet sich die Baumwolle nur auf der Innenseite des Strumpfes. Dadurch wird eine nahezu 100%ige Abdeckung des Beines mit der Naturfaser erreicht, während die strapazierfähigen Synthetikfasern das Äußere vor schneller Abnutzung schützen.

COMPRESSANA COTTON ist der ideale Kompressionsstrumpf für alle, die es gerne natürlich auf der Haut haben.





KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 150

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 250



Noppen-Haftband

Form

	A-d A-d kurz A-d extrakurz	Wadenstrümpfe
	A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz	Wadenstrümpfe • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	A-g A-g kurz A-g extrakurz	Schenkelstrümpfe

	A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz	Schenkelstrümpfe • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	A-g/T A-g/T kurz	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
	A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinsansatz links oder rechts
	A-t A-t kurz A-t extrakurz	Strumpfhose mit verstellbarem Strickbund Leibweite bis ca. 130 cm (Serie)




**geschlossene
Fußspitze**




**offene
Fußspitze**

Farben



silk



schwarz

COMPRESSANA

FREE

einfach & komfortabel



FÜR MEHR FREIHEIT IN DER THERAPIE

- **unübertroffen einfaches An- & Ausziehen**
- **mehr Bewegungsfreiheit**
- **angenehm & komfortabel zu tragen**
- **besserer Halt, weniger Einschneiden & Rutschen**

Innovative Stricktechnik mit integrierten Funktionszonen, Gleitgarttechnologie und kontrollierte Elastizität für ein neues Gefühl von Kompression. Aufgrund der vielfältigen Eigenschaften und Vorzüge eignet sich COMPRESSANA FREE für ein sehr breites Indikationsspektrum für Männer und Frauen aller Altersklassen und jeglicher Konstitution und bietet spürbare Therapieerleichterungen auch für Einsteiger oder Menschen mit körperlichen Behinderungen/Einschränkungen.

Einfaches An- und Ausziehen, mehr Bewegungsfreiheit, eine alltagstaugliche Optik sowie weiche, hautschonende und atmungsaktive Garne bieten ein unkompliziertes Handling und erleichtern die tägliche Anwendung und fördern die Mobilität.

COMPRESSANA FREE ermöglicht eine spürbar leichtere Kompressionstherapie mit maximalem Komfort – beim Anlegen und Tragen.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 170

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 270



**geschlossene
Soft-Fußspitze**



**offene
Fußspitze**

Farben

sandel* silk graphit* indigo* schwarz

* ab 2022

Form	
	<p>A-d A-d kurz A-d extrakurz</p> <p>Wadenstrümpfe</p>
	<p>A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz</p> <p>Wadenstrümpfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	<p>A-g A-g kurz A-g extrakurz</p> <p>Schenkelstrümpfe</p>
	<p>A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz</p> <p>Schenkelstrümpfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Softcontact-Haftband

Innovative Funktionszonen

- für einen leichten & angenehmen Alltag
- für ein besseres Tragegefühl & spürbare Therapieeffizienz



Funktionszonen im Rist- und Fersenbereich



Offene Fußspitze mit nahtlosem Rand

COMPRESSANA FORTE

außergewöhnlich effektiv



KRÄFTIG UND ROBUST
FÜR JEDE LEBENSLAGE

- strapazierfähig und haltbar
- weich und anschmiegsam
- leichtes Anziehen
- spürbare Therapieeffizienz durch hohen Arbeitsdruck

Der Strumpf für alle, bei denen es in erster Linie auf die Funktion ankommt!

Bei COMPRESSANA FORTE setzen Sie kompromisslos auf außergewöhnliche Effektivität und haben einen Strumpf, der mit Ihnen durch dick und dünn geht. Kräftige, umwundene Garne bilden feste und dennoch angenehme Kompressionsstrümpfe. Mit kräftigem Arbeitsdruck ist COMPRESSANA FORTE auch für Männer geeignet. Das weitmaschige und weiche Gestrick fördert die Luftzirkulation, nimmt Feuchtigkeit gut auf und regt die Durchblutung an.

Das strapazierfähige Material hat man bestens im Griff für einfache Handhabung beim An- und Ausziehen!

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 130





KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 230



offene Fußspitze

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)
Art. Nr. 330

Form

	A-d A-d kurz A-d extrakurz	Wadenstrümpfe
	A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz	Wadenstrümpfe • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	A-g A-g kurz A-g extrakurz	Schenkelstrümpfe

	A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz	Schenkelstrümpfe • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	A-g/T A-g/T kurz	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
	A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinsansatz links oder rechts
	A-t A-t kurz A-t extrakurz	Strumpfhose mit verstellbarem Strickbund Leibweite bis ca. 130 cm (Serie)



**geschlossene
Fußspitze**



**offene
Fußspitze**

Farben

sandel	silk	graphit	indigo	schwarz
--------	------	---------	--------	---------

COMPRESSANA
**ULCER
SYSTEM**

einfach praktisch

Weitere Informationen zum
Thema **ULCER SYSTEM**
finden Sie in unserer Kunden-
information (Art.Nr.: C199).



**MIT KOMPRESSION
ZUM ERFOLG**

**Zweilagiges Medizinisches
Kompressionsstrumpf-System für die
Therapie bei *Ulcus cruris venosum*,
dem sogenannten „Offenen Bein“**

Beim „Offenen Bein“ sollte nach der Entstauungsphase des Ödems die Behandlung möglichst auf zweilagige Ulcus-Kompressionssysteme zur langfristigen Therapie umgestellt werden. Das COMPRESSANA ULCER SYSTEM besteht aus einem Überstrumpf sowie zwei Unterziehstrümpfen zum Wechseln. In Kombination getragen addieren sich der Kompressionsdruck von ULCER FORTE und ULCER INTRA zu einem Ruhedruck der Kompressionsklasse 3. Die StrumpfkompONENTEN sind optimal auf einander abgestimmt und einfach anzuwenden: Der Unterziehstrumpf mit leichter Kompression dient zur Fixierung von Wundauflagen und Pelotten. Er kann zur Dauerkompression Tag und Nacht am betroffenen Bein getragen werden. Der Überstrumpf mit mittlerer Kompression wird tagsüber zur Verstärkung der Kompression über den Unterziehstrumpf angelegt.

Kompression in Kombination mit Bewegung sichert den Behandlungserfolg: COMPRESSANA ULCER SYSTEM bietet rutschsicheren Tragekomfort, volle Bewegungsfreiheit und Mobilität. Normal sportliche Kleidung und Schuhe können getragen werden. Auch nach Abheilung des Ulcus cruris venosum bleiben medizinische Kompressionsstrümpfe mit hohem Arbeitsdruck und Tiefenwirkung unabdingbar. Das COMPRESSANA ULCER SYSTEM kann auch zur Rezidiv-Prophylaxe eingesetzt werden.

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)
Art. Nr. 333

ULCER SYSTEM

1 Überziehstrumpf ULCER FORTE KKL 2 mit offener Fußspitze + 2 Unterziehstrümpfe ULCER INTRA KKL 1 mit geschlossener Fußspitze

Farben

silk

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 183

ULCER INTRA (Nachliefer-Set)

2 Unterzieh-/Nachtstrümpfe ULCER INTRA KKL 1 mit geschlossener Fußspitze
(Maß: 1 Unterzieh-/Nachtstrumpf)

Form



A-d
A-d kurz

Wadenstrümpfe



Überziehstrumpf mit offener Fußspitze mit Unterziehstrumpf



Unterziehstrumpf: Fersen-/Ristmarkierung zur exakten Positionierung



MASCHE FÜR MASCHE
MEHR TRAGEKOMFORT
UND PASSGENAUGIGKEIT

THERAPIE DURCH FLACHGESTRICKTE KOMPRESSIONSPRODUKTE

Der Schwerpunkt in der Kompressionstherapie liegt in der Behandlung von Venenleiden mit rundgestrickten Kompressionsstrümpfen in den wichtigen Kompressionsklassen (KKL 1 und KKL 2). Überwiegend werden hierbei anatomisch korrekte/normale Beine mit Serienprodukten bestrumpft.

Flachgestrickte Kompressionsprodukte bis zu KKL IV werden nahezu ausschließlich einzeln maßgefertigt.

Die Einsatzgebiete:

- In der Lymphologie zur Behandlung von Lymph- und Lipödemem und Mischformen, wie beispielsweise Phlebo-Lymphödem
- Adipositas assoziierte Lymphödeme oder Fehlbildungen und Syndrome zur Versorgung
- Zur Versorgung komplexer, anatomischer Situationen, die in Rundstricktechnik nicht durchführbar sind
- In der Verbrennungs- und Narbentherapie
- Für Stumpfstrümpfe zur Formung ödematisierter Weichteile, zur verbesserten Wundheilung und zur Schmerzreduzierung nach Amputation

Die Vorteile flachgestrickter Kompressionsstrümpfe:

- Exakte Passform
- Kräftigere Wirkung durch hohen Arbeitsdruck bei Bewegung
- Besserer Halt und weniger Druck- und Scheuerstellen
- Hohe Stabilität, dadurch faltenfreier Sitz ohne Einschnürungen
- Förderung der subkutanen Mikrozirkulation durch Massageeffekt



Masche für Masche

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe werden in einem aufwändigen Verfahren Masche für Masche flach wie ein Tuch hergestellt. Nur im Flachstrickverfahren können die Maschenzahl pro Maschenreihe verändert, Minderungen gebildet (z.B. Einkehren/Abwinkelungen) und besonders homogene, auch überhöhte Abschlüsse erzeugt werden. Nach Fertigstellung des Gestricks werden die Enden durch eine flache elastische Naht aneinandergenäht bzw. besser aneinandergekettelt. So wird die optimale Beweglichkeit der Gelenke unter Kompression gewährleistet.

Flachgestricke sind spannungsfreier und formstabiler. Sie legen sich nicht in Hautfalten und verhindern unerwünschte Einschnürungen. Der Kompressionsstrumpf oder das Kompressionssegment, das dabei entsteht, bildet die Anatomie exakt nach, auch bei sehr großen proportionalen Unterschieden.

Weitere Informationen rund um das Thema Flachstrick finden Sie in unserer Kundeninformation (Art.Nr.: 0561).





COMPRESSANA FORTE pro

flachgestrickte Kompressionstherapie









COMPRESSANA FORTE pro verfügt über ein besonders geschmeidiges Gestrick, das sich durch seinen hohen Tragekomfort und die gleichmäßige Optik auszeichnet. Es ermöglicht die volle Bewegungsfähigkeit und eignet sich dadurch ideal für die Dauer-/Langzeitversorgung von unproblematischen bzw. ausstherapierten Ödemen. Durch das relativ flache, feinmaschige Gestrick wird FORTE pro im Vergleich mit stabilen Varianten als eher bequem, leicht und angenehm eingeschätzt. Dank der hohen UV-Absorption wird die Neubildung junger Haut unterstützt. Diese Eigenschaft ist besonders in der Narben- und Verbrennungstherapie von Vorteil.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 135

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 235

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)
Art. Nr. 335

KKL 4 sehr starke Kompression
> 6,5 kPa (> 49 mmHg)
Art. Nr. 435

Form	
 A-d A-d kurz	Wadenstrümpfe
 A-d/H A-d/H kurz	Wadenstrümpfe • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
 A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g	Schenkelstrümpfe
 A-g/H	Schenkelstrümpfe • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g/T	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
 A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinansatz links oder rechts
 A-t	Strumpfhose ohne verstellbaren Taillebund

- flachgestrickt, weich und sanft
- feinmaschig
- effektive Tiefenwirkung & Arbeitsdruck



**geschlossene
Fußspitze**



**offene
Fußspitze**

Farben

sandel*	silk	choco*	graphit*	indigo*
schwarz*	*nur Maßanfertigung, nur in KKL 1-3			

COMPRESSANA FORTE stabil

flachgestrickte Kompressionstherapie

Stabil und stark: Das sind die Eigenschaften von COMPRESSANA FORTE stabil. Die hohe Materialstärke und -festigkeit gewährleisten einen stabilen Wandeffekt und eine unübertroffene Tiefenwirkung. Die luftdurchlässige, poröse, dreidimensionale Gestrickoberfläche entfaltet unter Bewegung einen starken Massageeffekt.

Die Materialstärke und Steifheit des Gestricks sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks bei Kalibersprüngen z.B. vor/nach Gelenken, Hautfurchen oder Hautlappen.











KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 125

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 225

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)
Art. Nr. 325

KKL 4 sehr starke Kompression
> 6,5 kPa (> 49 mmHg)
Art. Nr. 425

Form	
 A-d A-d kurz	Wadenstrümpfe
 A-d/H A-d/H kurz	Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
 A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g	Schenkelstrümpfe
 A-g/H	Schenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g/T	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
 A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinansatz links oder rechts
 A-t	Strumpfhose ohne verstellbaren Taillenbund

- flachgestrickt mit stabilem Wandeffekt
- weitmaschiges, durchlässiges (poröses) Massagegestrick
- besonders effektive Tiefenwirkung



geschlossene
Fußspitze



offene
Fußspitze

Farben

sandel*

silk

choco*

graphit*

indigo*

schwarz*

*außer Art. Nr. 425 (KKL4)



COMPRESSANA COTTON pro









flachgestrickte Kompressionstherapie

COMPRESSANA COTTON pro trägt sich durch den hohen Baumwollanteil natürlich und hautsympathisch. Erhöhte Feuchtigkeitsabsorption und hervorragende Temperaturregulierung machen sie zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag. Sie erlaubt volle Beweglichkeit und das bei effektivem Arbeitsdruck und Tiefenwirkung. Durch das weiche und gleitfähige Material empfiehlt sich COMPRESSANA COTTON pro besonders bei **empfindlicher Haut**, bei Hautirritationen oder für Patienten, die Baumwolle auf der Haut bevorzugen.

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 155

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 255

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)
Art. Nr. 355

Form	
 A-d A-d kurz	Wadenstrümpfe
 A-d/H A-d/H kurz	Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
 A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g	Schenkelstrümpfe
 A-g/H	Schenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g/T	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
 A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinansatz links oder rechts
 A-t	Strumpfhose ohne verstellbaren Taillebund

- flachgestrickt mit natürlicher Baumwolle
- hautsympathisch
- effektive Tiefenwirkung & Arbeitsdruck



**geschlossene
Fußspitze**



**offene
Fußspitze**

Farben



silk


COMPRESSANA

AUSFÜHRUNGEN & EINSATZGEBIETE

von flachgestrickten Kompressionsprodukten

Kombinationen im Rahmen von zwei- oder mehrteiligen Kompressionsversorgungen für Arm/Hand und Bein/Fuß möglich


Strümpfe/Strumpfhosen




Stumpfversorgungen



Radlerhose/Bermuda/Caprihose/Leggins



Beinsegmente



Ärmel/Armsegmente



Zehen/Finger/Hände




Thorax/Kopf



COMPRESSANA SONDERAUSFÜHRUNGEN

Sonderausführungen Kompressionsprodukte



- | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Strumpfhose mit unterschiedlicher Kompression am Bein | 5 Kompressions-Stumpfstrümpfe | 9 Offener Schritt | 13 3/4 Innenhaftband
1/1 Innenhaftband |
| 2 Herrenhose mit Eingriff | 6 Haftbandstücke | 10 Reiß-, Haken- oder Klettverschluss | 14 Distaler schräger Fußabschluss |
| 3 Stomaöffnung | 7 Hüftbefestigung | 11 Leibteil mit erhöhter Kompression | 15 Radlerhose, Bermuda,
Caprihose, Leggings |
| 4 Seitliche Überhöhung | 8 Anatomisch abgewinkeltes Knie
(30° oder 50°) | 12 90° Fuß | 16 Einbeinhose |

COMPRESSANA DRUCKPELOTEN

In der Kompressionstherapie werden an Handflächen/Handrücken oder an Beinen in den Knöchelgruben Druckpelotten zur Aufpolsterung konkaver Stellen, zur Erzeugung eines möglichst gleichmäßigen Druckes oder zur gezielten Druckerhöhung eingesetzt. Pelotten werden überwiegend in der Ödemtherapie verwendet zur Förderung der Mikrozirkulation, Steigerung des Lymphabflusses, Resorption von Ödemen, Abtransport von Einlagerungen und der Lockerung von Fibrosierungen. Auch in der

Narbenbehandlung fördert Kompression die Heilung des Gewebes, die Verringerung der Narbendicke und die Reduzierung von Juckreiz und Hautrötungen. Neben Silikonfolien und -platten finden auch Pelotten Anwendung zur Druckerhöhung bzw. -optimierung.

COMPRESSANA Pelotten bieten individuelle Versorgungsmöglichkeiten bei bestmöglicher Passform, optimalen Tragekomfort und Hautverträglichkeit!

Bisgaard Kulissen

Links und rechts der Achillessehne und in den Knöchelgruben verwendbar, mit Textilmaterial überzogen.

Art.Nr. 0123 LA/RI
PZN: 09261854

Art.Nr. 0124 RA/LI
PZN: 09261860



Pelotte für Hand – kurz

Für kurze Bereiche der Hand Versorgung von Handrücken-ödemen und konkaven Stellen (Handflächen).

Art.Nr. 0111
PZN: 09261877



Pelotte für Hand – lang

Ermöglicht zusätzliche Druckerhöhung. Handgelenkübergreifend.

Art.Nr. 0159
PZN: 07216387



Silikonpelotten

Nackt oder mit Charmeuse überzogen, in zwei Größen erhältlich.

Art.Nr. (nackt)
0081 KL, 0081 GR

Art.Nr. (überzogen)
0082 KL, 0082 GR



Anwendungsmöglichkeiten unter Kompressionsstrümpfen, Segmenten, Bandagen und Verbänden:

- lose eingelegt (individuelle Platzierung vom Kunden) oder Fixation durch COMPRESSANA ULCER SYSTEM oder COMPRESSANA INTRA.
- eingearbeitet (geklebt bzw. genäht): Wird nach Anzeichnung vom Kunden an die gewählte Stelle mit Silikonkleber in den Strumpf/Bandage geklebt und anschließend mit Futterstoff überzogen, damit die Stelle elastisch bleibt.
- eingeschoben in Taschen aus Futterstoff: Tasche wird nach Kennzeichnung vom Kunden in der Innenseite des Strumpfes/Segments aufgenäht und Pelotte kann eingeschoben werden.




COMPRESSANA ÄRMEL

KKL 1 2,4 - 2,8 kPa
(18 - 21 mmHg)

KKL 2 3,1 - 4,3 kPa
(23 - 32 mmHg)

KKL 3 4,5 - 6,1 kPa
(34 - 45 mmHg)

Form



COMPRESSANA HAND- & ZEHENTEILE

Form



Fingerling
offen oder geschlossen



Handteil bis c_1
mit Daumenansatz



Handteil bis c_1
mit Fingeransätzen / geschl. Finger
Handteil bis d oder e
mit Fingeransätzen / geschl. Finger



Form



Zehenteil mit Zehenansätzen/
geschlossene Zehen



Farben

sandel

silk

choco

graphit

indigo

schwarz



INTRA Zehling mit
Vorfußbandage



INTRA Zehling unter
COMPRESSIONSANA FORTE



Unterzieh-Zehenteil mit
Baumwolle/Silber



Unterzieh-Zehenteil unter
COMPRESSIONSANA FORTE



Unterzieh-Socke mit Silber



Unterzieh-Kniestrumpf
mit Silber



Unterzieh-Kniestrumpf
unter COMPRESSIONSANA FORTE



Unterzieh-
Kompressionskniestrumpf
COMPRESSIONSANA ULCER INTRA

COMPRESSANA INTRA

Unterzieh- & Fixiersystem

Unterzieh- & Fixiersystem für die modulare Wund- und Hautversorgung – Anwendungsbereiche:

- Fixierung von Wundauflagen für die Versorgung kleiner Hautläsionen.
- Verrutschfreie Fixation von Pelotten, Druckschutzeinlagen und Polster für die Versorgung von medizinisch oder anatomisch komplexeren Situationen am Fuß, Fußgelenk oder Unterschenkel.
- In Kombination mit flach- oder rundgestrickten Kompressionsstrümpfen, Druckpelotten und Wundauflagen zur modularen Ulcus-Cruris-Versorgung.
- Für Patienten mit empfindlicher Haut als Unterziehstrumpf für Kompressionsstrümpfe und Bandagen.
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Ideal zum Tragen als Socken/Kniestrumpf bei Druckempfindlichkeit, Deformationen, Verwachsungen, hohen Bein-/Fußumfängen etc.
- Zehenteil oder Zehling aus Baumwolle (Zehenverband oder Zehenschutz), ideal zur unterstützenden Behandlung der Zehenzwischenräume oder zur Kombination mit Kompressionsstrümpfen mit offener Fußspitze.
- Bei Fußschweiß, Fußgeruch, Haut- oder Pilzkrankung unter Socken/Strümpfen tragbar.
- Silberfasern finden Anwendung bei sensibler, strapazierter und entzündeter Haut, auch bei chronischen Hauterkrankungen. Silber reduziert zudem die Geruchsbildung und fördert durch die hervorragende Leitfähigkeit den Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich sowie die Ableitung elektrostatischer Ladung.

Produkt	Farbe	Größe	PZN	Art.Nr.	UVP* ca.
INTRA Zehling, geschlossen mit Baumwolle & Coolmax mit Vorfußbandage zur Linderung von Beschwerden bei Hallux valgus	weiß	One-Size-Einheitsgröße	09733715	0090	12,90 €
INTRA Unterzieh-Zehenteil, Silberfaser	weiß	One-Size-Einheitsgröße	09210897	0095	7,50 €
INTRA Unterzieh-Socke, SkinProtect®Silver X-Static	ungefärbt/silber	One-Size-Einheitsgröße	09210880	0094	18,- €
INTRA Unterzieh-Kniestrumpf, SkinProtect®Silver X-Static	ungefärbt/silber	One-Size-Einheitsgröße	09210905	0096	19,90 €
INTRA Unterzieh-Kniestrumpf Extraweit, SkinProtect®Silver X-Static	ungefärbt/silber	für Wadenumfänge > 50cm und großen Fußweiten	07217116	0086	22,- €
INTRA Unterzieh-Kompressionskniestrumpf KKL1	silk	I – VI	je nach Größe	0183	49,- €

* unverbindliche Preisempfehlung

COMPRESSANA MASTER

An- und Ausziehstation



Anziehen

Im Sitzen, ohne Bücken und ohne Kraftaufwand durch Vordehnung des Strumpfmaterials.



Ausziehen

Das Ausziehen des Strumpfes erleichtert ein Halteelement, das den Strumpf zum Ausziehen befestigt und ein Griff, der die Arme „verlängert“.

Mit etwas Übung ermöglicht COMPRESSANA MASTER das An- und Ausziehen von Strümpfen

- mühelos und einfach
- im Sitzen
- ohne anstrengendes Bücken
- ohne Kraftaufwand.

Durch die Vordehnung des Strumpfmaterials wird die Reibung auf der Haut vermindert und die Haut geschont. Zusätzlich wird das Gestrick der Strümpfe vor Beschädigung geschützt.

COMPRESSANA MASTER eignet sich für alle Personen, die es lieber leichter mögen oder bei denen besondere Lebensumstände oder Situationen vorliegen z.B. eingeschränkte Beweglichkeit etc. COMPRESSANA MASTER erleichtert den Einstieg in die Kompressions-therapie und sorgt dafür, dass die Strümpfe korrekt angelegt werden. Vom Arzt empfohlen bzw. verordnet werden An- und Ausziehilfen bei Krankheiten oder Behinderungen mit erheblichen Funktionsstörungen der Finger-, Hand- und Armgelenke, auch bei eingeschränkter Greiffunktion, die das Anziehen von Strümpfen ohne Hilfsmittel unmöglich machen. COMPRESSANA MASTER ist desinfizierbar. Eine Wischdesinfektion mit einem Oberflächendesinfektionsmittel kann durchgeführt werden.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
MASTER PZN: 09717627 HMV-Nr. 02.40.01.3028	0560	85,- €
MASTER XL Fesselumfang cB > 26 cm PZN: 07140218 HMV-Nr. 02.40.01.3028	0565	85,- €
Oberflächen-Desinfektionstuch, alkoholfrei, 10er-Set PZN: 16730746	0614	6,90 €

COMPRESSANA SNAPPER

Anzieherleichterung




Das An- und Ausziehen nach dem SNAPPER-Konzept geht schnell und ohne viel Kraftaufwand. Dafür sorgt die spezielle Konstruktion und die Gleitfähigkeit der SNAPPER Anzieherleichterung.

Vorteilhaft ist zudem die Verwendung von Strumpfhandschuhen mit griffigen Handflächen, wie in den Gebrauchsanweisungen der Strumpfhersteller empfohlen. Diese sind als Zubehör erhältlich.

COMPRESSANA SNAPPER schützt beim An- und Ausziehen die Haut vor Verletzungen und Strumpfmaschen vor Beschädigungen durch

mechanische Einwirkungen z.B. durch Reibung, Finger-/Zehennägel, Ringe bzw. Schmuck, vor allem in Kombination mit TOP-GRIP Strumpfhandschuhen. Die Strümpfe behalten somit länger ihre therapeutische Wirkung. COMPRESSANA SNAPPER erleichtert den Einstieg in die Kompressionstherapie und sorgt dafür, dass Strümpfe korrekt angelegt werden. COMPRESSANA SNAPPER eignet sich für alle Personen, die es lieber leichter mögen oder bei denen besondere Lebensumstände oder Lebenssituationen vorliegen z.B. eingeschränkte Beweglichkeit.



Wir erleichtern Ihnen das An- und Ausziehen: Video-Anleitungen auf www.compressana.de oder QR-Code mit Smartphone/Tablet scannen.



SNAPPER/MASTER
live erleben

[www.youtube.de/
compressana](http://www.youtube.de/compressana)

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
SNAPPER PZN: 12399415 HMV-Nr: 02.40.01.3054	0089	36,00 €
Oberflächen-Desinfektionstuch, alkoholfrei, 10er-Set PZN: 16730746	0614	6,90 €



COMPRESSANA EASY – **Anziehhilfe Bein & Anziehhilfe Arm**

Die Anziehhilfen COMPRESSANA EASY erleichtern das Anziehen von Kompressionsärmeln bzw. -strümpfen. Das besonders gleitfähige Material ermöglicht es, selbst Versorgungen mit hohem Druck problemlos und ohne Reibungswiderstand nach oben zu ziehen und anzulegen. Die EASY Anziehhilfe Bein ist schonend und gleichermaßen geeignet für offene und geschlossene Fußspitzen.

- **einfach zu benutzen**
- **ideal für Pflegedienste**
- **robust**

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
EASY Bein PZN: 05704792 HMV-Nr. 02.40.01.3041	0098	11,- €
EASY Arm One size HMV-Nr. 02.40.01.3040	0120	19,50 €

COMPRESSANA Gleithilfe

Die Gleitsocke wird über den Vorfuß gezogen, durch ihr gleitfähiges Material lässt sich der Kompressionsstrumpf problemlos auf den Fuß ziehen. Im Anschluss wird die Gleitsocke einfach durch die Zehenöffnung entfernt. Bei geschlossener Fußspitze kann die Gleithilfe mit der Zehenlasche nach hinten, Richtung Ferse, entfernt werden.

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
EASY Gleithilfe PZN: 01556254	0100	3,- €

COMPRESSANA

STRUMPFHANDSCHUHE

TIPP Die Verwendung von Handschuhen erleichtert das Anziehen von Strümpfen und Strumpfhosen erheblich und schützt die Strumpfmaschen vor Beschädigungen durch Fingernägel oder Schmuck.



COMPRESSANA SUPER-GRIP

Extrafeine hautsympathische und atmungsaktive Feinstrick-Handschuhe mit Latex-Microfinish beschichtet. Extragrip, perfekte Passform, nahtlos, besseres Fingerspitzengefühl

COMPRESSANA TOP-GRIP

Atmungsaktive, feinfühlige und beständige Feinstrick-Handschuhe aus Nylon mit Nitrilbeschichtung – nahtlos, strapazierfähig.

COMPRESSANA GRIP

Strumpfhandschuhe aus Naturkautschuk (Latex) mit griffiger Handfläche, sehr gutem Fingerspitzengefühl und Baumwoll-Velourfutter

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
SUPER-GRIP Gr.II (S) bis 8cm Handbreite* PZN: 08719558	0112	6,00 €
SUPER-GRIP Gr.III (M) bis 9cm Handbreite* PZN: 08720573	0112	6,00 €
SUPER-GRIP Gr.IV (L) bis 10cm Handbreite* PZN: 08720596	0112	6,00 €
SUPER-GRIP Gr.V (XL) bis 11cm Handbreite* PZN: 12470018	0112	6,00 €

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
TOP-GRIP Gr.II (S) bis 8 cm Handbreite* PZN: 12469972	0108	4,50 €
TOP-GRIP Gr.III (M) bis 9 cm Handbreite* PZN: 12469989	0108	4,50 €
TOP-GRIP Gr.IV (L) bis 10 cm Handbreite* PZN: 12469995	0108	4,50 €
TOP-GRIP Gr.V (XL) bis 11 cm Handbreite* PZN: 12470001	0108	4,50 €

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
GRIP Gr.II (S) bis 7 cm Handbreite* PZN: 03415612	0102	3,50 €
GRIP Gr.III (M) 7 bis 8 cm Handbreite* PZN: 03415635	0102	3,50 €
GRIP Gr.IV (L) 8 bis 9 cm Handbreite* PZN: 03415658	0102	3,50 €

*Größe wird durch Messen der Handbreite an der Fingergrundlinie bestimmt.

STRUMPFBEFESTIGUNGEN

Die richtige Befestigung für jeden Strumpf

Zur Befestigung im Bein- und Armbereich stehen integrierte Befestigungshilfen, Haftbänder mit Silikonbeschichtung, Innenhaftbänder, Hüftbefestigung, Leibteil, Schultergurt oder Bolero zur Verfügung.

Die attraktiven und die neutralen Silikon-Haftbänder höchster Güte sind atmungsaktiv, angenehm zu tragen und passen sich optimal an das Bein an. Wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben, nach Design und Art der Beschichtung.



Noppen-Haftband mit Silikonpunkten




Spitzen-Haftband mit Silikonstreifen



Dekor-Haftband mit Silikonpunkten



Softcontact-Haftband mit Silikon-Micronoppen



Hüft- und Leibteibefestigung



Weitere Infos zu Haftbändern finden Sie im Downloadbereich auf www.compressana.de

Hautkleber für problemlosen Halt

Die hautfreundliche, rückstandslos entfernbare Klebelotion verleiht Strümpfen, Bandagen und anderen Textilien sicheren und dauerhaften Halt. Einfach Klebelotion auf der Haut verteilen, Strumpf oder Bandage dagegen pressen – fertig. Nach dem Tragen mit Wasser oder einem feuchten Tuch innerhalb von Sekunden von der Haut entfernbar.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Klebelotion 60ml PZN: 17436256	0126	13,50 €

COMPRESSANA LYMPHKISSEN

Lagerungshilfe für Arm und Hand

Die Positionierungs- und Lagerungshilfe für Arm und Hand in der Entstauungs-, Schmerz- und Wundtherapie


Die Behandlung von Lymphödem und schwerwiegenden Verletzungen im Arm- und Handbereich wird durch Hochlagerung unterstützt.

Schwellungen werden verhindert oder verringert. Der Blutrückfluss zum Herzen und der Abtransport der anfallenden Lymphlast werden beschleunigt. Das COMPRESSANA LYMPHKISSEN ist eine wertvolle Behandlungsunterstützung, speziell im Rahmen der „Komplexen Entstauungstherapie“ (KPE) in Kombination mit Lymphdrainage und/oder Kompressionstherapie. Daneben ist der Einsatz in der Schmerz- und Wundtherapie möglich.

Bei konsequenter Anwendung der COMPRESSANA Armlagerungshilfe kann neben der Unterstützung und Erleichterung der Patientenbehandlung, der Therapie- und Rehabilitationszeitraum verkürzt und die Mobilität gefördert werden.

Bei Lymphk-Patienten wird sogar eine dauerhafte Verbesserung der Lebensqualität erreicht.

Bei Lymph- oder Lipödem sowie bei Verbrennungen/Verbrühungen leiden die Patienten häufig unter bakteriellen Infektionen (Erysipelen, Abszessen oder Eitererregern, wie Staphylococcus). Diese verursachen zusätzliche Schwellungen, Juckreiz, Hautrötungen und Schmerzen. Deshalb ist die Armauflagefläche des COMPRESSANA LYMPHKISSENS mit Silber beschichtet. Diese wirkt bakteriostatisch unter Beibehaltung des natürlichen Gleichgewichts der Hautflora und kann dabei helfen die lästigen Begleiterscheinungen einer Entzündung zu reduzieren und die betroffenen Stellen vor weiteren Infektionen zu schützen.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Lymphkissen Gr.I ≤ 30 cm Größe wird durch Messen des Unterarmumfangs bestimmt PZN: 09717656	0550	179,95 €
Lymphkissen Gr.II > 30 cm Größe wird durch Messen des Unterarmumfangs bestimmt PZN: 09731455	0550	179,95 €

COMPRESSANA SKIN CARE

Für die Pflege komprimierter Haut z.B. an Arm und Bein.



Optimale Pflegeprodukte zur Kompressionstherapie.

Die Bereitschaft des Patienten sich einer ganztägigen und langfristigen Kompressions-therapie zu unterziehen ist bei Hautproblemen und trockener Haut naturgemäß stark eingeschränkt. Für den Behandlungserfolg bei Venenerkrankungen, Ödemen etc. mit Kompression ist eine intakte, elastische und widerstandsfähige Haut von hoher Bedeutung. Die Prophylaxe und die Pflege trockener Haut ist daher unverzichtbar im Zusammenhang mit der Kompressionstherapie. Die Entwicklung der Produkte erfolgte in enger Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern aus der dermatologischen Kosmetik. Zum Einsatz kommen ausschließlich Rezepturen mit Inhaltsstoffen, die sich seit vielen Jahren erfolgreich therapiebegleitend in Klinik und Praxis bewährt haben. Die Produkte werden auch von Allergikern, Diabetikern und Neurodermitikern gut vertragen.

Weitere Informationen
rund um das Thema
Hautpflege finden Sie
in unserem Flyer
(Art.Nr.: 0737).



Weitere Infos zu Hautpflege & Kompression finden Sie im Downloadbereich auf www.compressana.de

COMPRESSANA ANTI- JUCKREIZSPRAY

Der Wirkstoff Polidocanol beruhigt die Haut und kann Juckreiz für mehrere Stunden unterbinden. Das Spray spendet Feuchtigkeit und wirkt antimikrobiell gegen übermäßige Bakterien- und Keimbildung. Durch Kratzen verursachten Entzündungen wird vorgebeugt.

Es kann mehrmals täglich auf betroffenen Hautstellen oder direkt auf Stützstrümpfen angewendet werden, zieht rückstandslos ein und hinterlässt keine Flecken. Das Spray kann unabhängig oder zusätzlich zur Creme oder Lotion angewendet werden.

Inhaltsstoffe: Aqua, Butylene Glycol, Laureth-9, Chlorhexidine Digluconate



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
ANTI-JUCKREIZSPRAY Sprühflasche 150 ml, PZN: 15618510	0583	15,- €
ANTI-JUCKREIZSPRAY Sprühflasche 50 ml, PZN: 15618496	0580	10,- €

COMPRESSANA TONIKUM

VITALISIERT + kräftigt die Venen • ERFRISCHT + kühlt die Beine • PFLEGT + spendet Feuchtigkeit • HEILPFLANZENEXTRAKTE aus Rosskastanien, Salbei, Beinwell und Zaubernuss • PFLEGEKOMPLEX mit Nachtkerzen- und Aprikosenkernöl.

Das Tonikum verbindet bewährte Venenmittel und nachhaltige Pflegesubstanzen zu einer einzigartigen und verträglichen Komposition. In Kombination mit Stütz- und Kompressionsstrümpfen können Durchblutung und Mikrozirkulation verbessert werden. Unkomplizierte Anwendung! Kann auch direkt auf die Strümpfe gesprüht werden.

Inhaltsstoffe: Aqua, Alcohol Denat, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Menthol, Lactic Acid, Hamamelis, Virginiana Leaf Extract, Litsea Cubeba Fruit Oil, Oenothera Biennis Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Symphytum Officinale Root Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Camphor, Juniperus Oxycedrus Wood Oil, Linalool, Geraniol



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
TONIKUM Sprühflasche 50 ml, PZN: 13360881	0952	6,- €
TONIKUM Sprühflasche 200 ml, PZN: 13360898	0953	15,- €

COMPRESSANA VLIES

Praktische Pflgetücher für die Haut- und Haftbandpflege

Wir machen Kompression leicht und komfortabel.

Mit dem COMPRESSANA VLIES werden Hautpartien unter Kompression – auch im Haftbandbereich – gepflegt und gegebenenfalls die Silikonbeschichtung gereinigt. Das im Pflgetuch enthaltene Fluid schützt sensible Haut vor Reizungen, lindert Juckreiz, spendet Feuchtigkeit und entfernt Hautschuppen. Hautirritationen wird vorgebeugt. Es sorgt außerdem für einen besseren Halt und Sitz von Stütz- und Kompressionsstrümpfen und beugt Rutschen vor.

Inhaltsstoffe: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
VLIES 10er-Set Pflgetücher im Sachtel PZN: 12469162	0954	6,40 €

COMPRESSANA SKIN PROTECT

Intensivpflege und Repaircreme

Hautregeneration und Akutpflege von beanspruchten, sensiblen Hautpartien auch bei Venenleiden. Die antimikrobielle Wirkung von Silber reduziert das Infektionsrisiko. Der Repairkomplex kann Entzündungen, Reizungen etc. entgegenwirken und fördert die Hauterneuerung.

Zur regelmäßigen Anwendung nach dem Tragen von Stütz- und Kompressionsstrümpfen empfohlen, besonders an gereizten Hautstellen. Auch für Neurodermitiker und Diabetiker geeignet.

Inhaltsstoffe: Aqua, caprylic/capric Triglyceride, Panthenol, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Zinc Oxide, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, Tocopherol, Silver, Citric Acid



Produkt	Art.Nr.	UVP
SKIN PROTECT Tube 75 ml, PZN: 15618533	0757	11,- €
SKIN PROTECT Mini-Tube 10 ml, PZN: 15618527	0756	6,- €

COMPRESSANA VENENBALSAM

Schützt, pflegt und erfrischt die Beine vor und nach dem Tragen von Kompressions- und Stützstrümpfen.

Zieht schnell und rückstandsfrei ein. Ausgesuchte natürliche Bestandteile (Rosskastanien- und Arnikafluidextrakt und hochwertige ätherische Öle, wie Eukalyptus, Kampfer und Rosmarin) verleihen bei Venenbeschwerden zusätzliche Hilfe und Hautpflege.

Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Urea, Cetearyl Alcohol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Trilaureth-4 Phosphate, Polyglyceryl-2-Sesquiosseatearate, Eucalyptus Globulus Oil, Dimethicone, Camphor, Arnica Montana Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Venenbalsam Dose 125 ml, PZN: 04139120	0104	11,- €
Venenbalsam Mini-Tube 50 ml, PZN: 15390490	0113	4,50 €

COMPRESSANA DERMA LOTION

Intensivpflege und Hautregeneration bei Venenleiden und Lip- oder Lymphödemen.

Die Lotion spendet sensibler Haut intensiv Feuchtigkeit. Zur Regeneration strapazierter, schuppender und rauer Haut. Vorbeugend gegen Hautirritationen, Spannungsgefühl und Juckreiz. Für Allergiker, Neurodermitiker und Diabetiker geeignet. Anwendung nach dem Tragen von Kompressions- und Stützprodukten und zur Regeneration während der Nacht. Frei von Farb- und Konservierungsstoffen.

Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Urea, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Diinoleate, Dimethicone and Dimethiconol, Magnesium Sulfate, Hydrogenated Castor Oil, Cera Alba, Phenylpropanol, Tocopherol, Bisabolol, Backhousia Citriodora Leaf Extract, Citral



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
DERMA LOTION Flasche 125 ml, PZN: 07240121	0925	11,- €
DERMA LOTION Flasche 500 ml, PZN: 07240115	0950	22,- €

COMPRESSANA HYDRO LOTION

Für bessere Verträglichkeit und besseren Halt von Strümpfen. Eignet sich auch zur Anwendung im Bereich von Abschlussrändern und Silikonhaftbändern vor und nach dem Tragen.

Akutpflege bei Juckreiz und zum Schutz vor Irritationen. Beruhigt und schützt sensible Haut vor mechanischen Reizungen und Reibung. Fördert die Hautregeneration und spendet lang anhaltend Feuchtigkeit. Zieht schnell und rückstandsfrei ein.

Inhaltsstoffe: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Laureth-9, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Zinc Oxide, Tocopherol, Citric Acid, Xanthan Gum



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
HYDRO LOTION Flasche 200 ml, PZN: 07239595	0920	17,- €
HYDRO LOTION im Airless-Pumpspender 50 ml, PZN: 12671685	0951	9,50 €

COMPRESSANA ZUBEHÖR

Zum Schutz Ihrer Strümpfe und Strumpfhosen



Schuhlöffel lang

Dieser Schuhlöffel erleichtert Ihnen das Anziehen der Schuhe.

- Im Stehen, bei Bewegungseinschränkungen.
- mit Haken und praktischem Aufhänge-Loch

Saphir-Klappnagelfeile

Klappbare Nagelfeile im praktischen Taschenformat. Immer griffbereit und schnell zur Hand. Ideal auch für unterwegs. Zum Schutz Ihrer Strümpfe und für starke glatte Nägel empfehlen wir wöchentliche Nagelpflege.



Doppelfußfeile

Doppelseitige Hornhautfeile für die hautschonende sanfte Fußpflege. Mit der groben Reibfläche wird die Hornhaut vorbehandelt, mit der feinen Seite nachgeglättet. Danach mit SKIN PROTECT oder einer reichhaltigen Fußcreme/ Hornhautbalsam eincremen. Zum Schutz Ihrer Strümpfe und für gesunde schöne Füße empfehlen wir die regelmäßige Anwendung.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Schuhlöffel lang ca. 65 cm PZN: 08720805	0935	3,- €

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Saphir-Klappnagelfeile PZN: 12672319	0955	3,50 €

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Doppelfußfeile grob/fein, wasserfest, PZN: 11182398	0956	3,- €

Fächertasche – Ideal für Reise und Aufbewahrung

Scharfkantige oder spitze Gegenstände können das Gestrick Ihrer wertvollen Strümpfe und Strumpfhosen beschädigen. In der Spezialtasche können Sie diese jedoch geschützt aufbewahren und transportieren. Auf Reisen, aber auch zu Hause, erleichtert sie Ihnen die Ordnung.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Fächertasche für Stütz- und Kompressionsstrümpfe PZN: 09211000	0103	23,50 €

Waschmittel für die perfekte Strumpfpflege

Das Spezial-Waschmittel COMPRESSANA CLEAN ist für elastische Gewebe und hochwertige Gestricke geeignet, auch für Wolle, Seide und synthetische Hochleistungs-Fasern.



Wäscheklammern

aus unbehandeltem Buchenholz.



Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
CLEAN Waschmittel Inhalt 250 ml, PZN: 09210503	0121	4,50 €
CLEAN Waschmittel Reisetube, Inhalt 50 ml, PZN: 13360906	0085	1,95 €
Wäscheklammern aus Buchenholz, 6 Stck, 90 mm	0708	1,95 €

Wäschebeutel

Schützt Ihre Strümpfe vor Beschädigungen bei der Maschinenwäsche.



Silber-Wäschebeutel

Mit reinem Silberstoff zur Bekämpfung unangenehm riechender Wäsche, selbst bei niedrigen Temperaturen.

Produkt	Art.Nr.	UVP ca.
Wäschebeutel mit praktischem Reißverschluss, PZN: 00065910	1007	4,50 €
Silber-Wäschebeutel mit reinem Silberstoff, 50% Polyester, 50% Polyamid-silberbeschichtet	0891	26,95 €

COMPRESSANA INSHOE-SOCKEN



COMPRESSANA STEPS

Der Tipp für Füße und Strümpfe

Für noch besseren Tragekomfort, flaches, nicht abschnürendes Elastikband am Abschluss, besonders elastisch und weich, luftdurchlässig, nicht auftragend, komfortabler als barfuß im Schuh.

Schützen wertvolle Strümpfe vor Beschädigung im Fußbereich und schaffen ein gesundes und angenehmes Klima im Schuh.

COMPRESSANA INSHOE SOCKEN für Schutz und warme Füße

Modische Kurzschaffsocken bzw. Sneaker. Über Stütz- oder Kompressionsstrümpfe gezogen sorgen die Inshoe-Socken in der kalten Jahreszeit für warme Füße und schützen Strumpfmaschen vor Beschädigung durch Schuhwerk oder Steinchen.

Produkt	Farbe	Größe	Material	Art.Nr.	UVP ca.
Inshoe-Socken mit Wolle	anthrazit	35–38 39–42	80% Wolle, 20% PA	1003	8,- €
Inshoe-Socken mit Baumwolle	schwarz, natur	43–45	98% Baumwolle, 2% PA	1004	7,50 €
STEPS Füßlinge mit Baumwolle	silk	35–38, 39–42	60% Baumwolle, 40% PA	1005	4,- €



COMPRESSANA STEHT FÜR BESTE QUALITÄT

Individualität: In unserem Sortiment finden Sie immer den passenden Strumpf in allen unterschiedlichen Formen, Farben und Ausstattungs- bzw. Haftbandvarianten.

Sicherheit: Unser geprüftes Größensystem mit sechs besonders toleranten Seriengrößen in drei verschiedenen Längen oder exakten Maßanfertigungen gewährleistet optimale Entlastung durch einen exakt definierten Druckverlauf.

Wertegarantie: Edle Garne sowie meisterhafte Herstellung ermöglichen echte Qualitätsstrümpfe mit angenehmem Tragekomfort und schönem Maschenbild.

Ihre Qualitäts- und Passformgarantie:

6 Monate ab Kaufdatum leisten wir im Fall der Fälle kostenlosen Ersatz bei unseren Kompressionsprodukten. Voraussetzung ist die sachgemäße Handhabung nach unseren Gebrauchs- und Pflegehinweisen und die korrekte Erfassung der Körpermaße bzw. die korrekte Größenbestimmung.

Kulanz: Trotz sachgemäßen Gebrauchs Schäden an feinen Maschen durch unglückliche Umstände, durch Unachtsamkeit oder äußere Einflüsse - wer kennt das nicht? Anstatt einer „Vollkaskoversicherung“ bieten wir eine Kulanzregelung für den „Fall der Fälle“: Ersatz durch Neuware zum Kulanzpreis innerhalb von 6 Monaten.



SORTIMENT MIT SYSTEM

Nachhaltigkeit: COMPRESSANA

Kompressionsstrümpfe sind human-ökologisch und gesundheitlich unbedenklich und mit dem Qualitätssiegel Oeko-Tex Standard 100 ausgezeichnet. COMPRESSANA verzichtet auf Zusatzstoffe wie Silikon oder andere Weichmacher im Gestrick. Alle Kompressionsstrümpfe von COMPRESSANA werden nach höchsten Qualitätsstandards, umwelt- und ressourcenschonend in einer der modernsten Strickereien in Deutschland hergestellt.



		NOVA	LEGANZA	DIAMONDS	SENSITIV	LINEA	LINEA COTTON SPORT COTTON	COTTON	NEU FREE	FORTE	ULCER SYSTEM/ INTRA	COTTON pro	FORTE pro	FORTE stabil
weiß			S/M	S	S/M									
racing grey							S/M							
sandel			S/M	S	S/M				S/M	S/M			M	M
silk		S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	M	M	M
perle		S/M	S/M	S	S/M									
choco			S/M	S	S/M	S/M	S/M						M	M
graphit			S/M	S	S/M	S/M	S/M		S/M	S/M			M	M
indigo			S/M	S	S/M	S/M	S/M		S/M	S/M			M	M
schwarz		S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M			M	M
Gradient Colours														
rising indigo			S/M											
rising graphit			S/M											
Trendfarben														
			S/M	S	S/M									
rundgestrickt												flachgestrickt		
geschlossene Fußspitze	KKL 1	180	160	168	195	196	156	150	170	130	183 ³	155	135	125
	KKL 2	280	260	268	295	296	256	250	270	230		255	235	225
	KKL 3									330		355	335	325
	KKL 4												435	425
offene Fußspitze	KKL 1	181	161		190			150	170	130		155	135	125
	KKL 2	281	261		290			250	270	230		255	235	225
	KKL 3									330	333 ³	355	335	325
	KKL 4												435	425
Form						A-d	A-d		A-d A-g/H		A-d	Serie in A-d KKL 1-2	Serie in A-d KKL 1-2	
Abschlussränder														
Form A-G														
Trikotrand		-	-	-	S/M	-	-	S/M	-	S/M	-	-	-	-
Spitzen-Haftband		S/M	S/M	-	S/M	-	-	S/M	S/M	S/M	-	M	M	M
Softcontact-Haftband		-	S/M	S	S/M	-	-	S/M	S/M	S/M	-	M	M	M
Noppen-Haftband		S/M	S/M	-	S/M	-	-	S/M	S/M	S/M	-	M	M	M
Dekor-Haftband (Noppen)		S/M	S/M	-	S/M	-	-	S/M	S/M	S/M	-	M	M	M
Abschlussränder														
Form A-D														
Noppen-Haftband (3,5cm)		S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	-	S/M	S/M	M
Softcontact-Haftband (3,5cm)		-	S/M	S	S/M	-	S/M	S/M	S/M	S/M	-	M	M	M
Haftband 5 cm		-	-	-	-	-	-	M ²	-	M ²	-	M ²	M	M ²

S=Serie, M=Maß ¹(Serie KKL 2 silk) ²(wahlweise Noppen-, Spitzen-, Dekor- oder Softcontact-Haftband) ³Überstrumpf offen, INTRA Unterziehrumpf geschlossen



COMPRESSANA APP

Laden Sie sich die **COMPRESSANA App** auf Ihr Tablet oder Smartphone. Nutzen Sie das **COMPRESSANA Beratungstool** zur Accessoire- und Farbwahl bei Kompressions- und Stützstrümpfen. Zusätzlich finden Sie ausgewählte Prospekte und Flyer und ständig ergänzte und erweiterte Informationen zu unseren Produkten.


Stempel



Erhältlich im
Google Play Store und im
App Store.

Die ÖDEM APP www.odemcheck.de

Bei Ödem-Erkrankungen können oftmals sehr gute Behandlungserfolge erzielt werden, so dass Betroffene ein beschwerdefreies Leben führen können. Ausschlaggebend hierfür ist neben der richtigen Abstimmung zwischen Arzt, Lymphtherapeut und Kompressionsversorger vor allem die Mitarbeit der Ödem-Patienten. Aus diesem Grund hat **COMPRESSANA** den **ÖDEM CHECK** entwickelt. Diese kostenlose Web-App unterstützt die Benutzer beim Training der Therapieabläufe, der Selbstorganisation und der Behandlung. Sie liefert weitere Informationen rund um das Thema Ödeme und motiviert zum regelmäßigen Tragen von Kompressionsstrümpfen. Die Web-App kann mit jedem Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetverbindung aufgerufen werden.



COMPRESSANA GmbH
Böhmerwaldstraße 3 · 93073 Neutraubling · Germany
Tel.: 09401 9226-0 · Fax: 09401 9226-20
info@compressana.de · www.compressana.de

Art.-Nr. 0815 cc 07/2021

