

ACS Light

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Durch seine kurzzügigen Eigenschaften wird mit dem ACS Light ein niedriger Ruhedruck und ein hoher Arbeitsdruck erzielt. Die einzelnen Segmente sind durch das eingearbeitete Inlett (Fixierhilfe) leicht anzulegen. Durch die Haftbänder am oberen Ende eines Segmentes wird zu jeder Zeit ein guter Halt gewährleistet. Nicht zuletzt erhöht das angenehme Material die Therapietreue und unterstützt den Patienten bei der Selbsttherapie.

Eigenschaften

- + Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg
- + Während des Tragens anpassbar – für optimale Kompression
- + Perfekter Halt durch innen liegende Haftbänder
- + Einfach anzuziehen durch den Patienten dank der eingearbeiteten Fixierhilfe
- + Diverses Zubehör erhältlich
- + Desinfektion und Aufbereitung möglich*
- + **ACS Light Segmente können auch mit SoftCompress Produkten kombiniert werden**


Materialzusammensetzung

85 % Polyamid, 15 % Elasthan

Kontraindikationen

Siehe Seite 37

Farben



Hoher
Arbeitsdruck



Seriengrößen



Klettverschlüsse

Mithilfe der Klettverschlüsse können die Produkte an verschiedene und sich verändernde Körperfänge angepasst werden.



Sicherer Halt

Dank des eingearbeiteten Inletts (Fixierhilfe) sind die Segmente im Handumdrehen angelegt und sitzen perfekt. Der eingenähte Haftband verhindert ein Verrutschen.



Tragekomfort

Eine separat beigelegte Pelotte beim Arm- und Handsegment bietet zusätzlichen Komfort.



Anatomische Passform

Die Kompressionssegmente sind optimal an die verschiedenen Körperregionen angepasst. Die Segmente für Unterschenkel, Oberschenkel und Arm sind jeweils für links und rechts erhältlich.

* Die Produkte wurden gemäß DIN ISO TS 15883-5, SOD 19-002, EN ISO 17664, SOD 19-01 und der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ erfolgreich geprüft.

Untere Extremität

ACS Light medizinische adaptive Kompressionssysteme für die untere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Fuß, Unterschenkel oder dem gesamten Bein eingesetzt werden können. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Unterschenkel und Fuß können kombiniert werden. Bei Bedarf können zusätzlich das Knie- und Oberschenkelsegment für die Versorgung des gesamten Beines hinzugefügt werden. Als Unterziehstrümpfe empfehlen sich die separat erhältlichen Liner oder SkinProtect® Silver.





ACS Light Oberschenkelsegment

- + Mit eingenähtem Haftrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Inklusive loselem Extender (Verlängerung)
- + Jeweils für links und rechts erhältlich



ACS Light Kniesegment

- + Mit eingenähtem Haftrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Komfortable Aussparungen an Patella und Kniekehle
- + Links und rechts tragbar



ACS Light Unterschenkelsegment

- + Mit eingenähtem Haftrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Jeweils für links und rechts erhältlich







ACS Light Fußsegment

- + Links und rechts tragbar
- + Mit eingearbeiteten Malleo-Pelotten
- + Inklusive loselem Extender zur Druckverstärkung

Lieferprogramm

ACS Light Untere Extremität

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Art.	Ausführung Länge	PZN			
		Seriengrößen			
J701LI 	Fußsegment	Beige		Schwarz	
		normal	Größe 1 · 13885141 Größe 2 · 13885129 Größe 3 · 13885112 Größe 4 · 13885046 Größe 5 · 13885135	Größe 1 · 13575417 Größe 2 · 13575392 Größe 3 · 13575386 Größe 4 · 13575334 Größe 5 · 13575400	
	lang	Größe 1 · 13885023 Größe 2 · 13885098 Größe 3 · 13885081 Größe 4 · 13885075 Größe 5 · 13885017	Größe 1 · 13575305 Größe 2 · 13575363 Größe 3 · 13575357 Größe 4 · 13575340 Größe 5 · 13575297		
	J702LI 	Unterschenkelsegment	Beige/links	Beige/rechts	Schwarz/links
normal	Größe 1 · 13884928 Größe 2 · 13884905 Größe 3 · 13884897 Größe 4 · 13884880 Größe 5 · 13884911	Größe 1 · 13884992 Größe 2 · 13884957 Größe 3 · 13884940 Größe 4 · 13884934 Größe 5 · 13884986	Größe 1 · 13575222 Größe 2 · 13575191 Größe 3 · 13575185 Größe 4 · 13575179 Größe 5 · 13575216	Größe 1 · 13575280 Größe 2 · 13575251 Größe 3 · 13575245 Größe 4 · 13575239 Größe 5 · 13575268	
lang	Größe 1 · 13885514 Größe 2 · 13885483 Größe 3 · 13885477 Größe 4 · 13885460 Größe 5 · 13885508	Größe 1 · 13885566 Größe 2 · 13885572 Größe 3 · 13885537 Größe 4 · 13885520 Größe 5 · 13885543	Größe 1 · 13575759 Größe 2 · 13575736 Größe 3 · 13575713 Größe 4 · 13575707 Größe 5 · 13575794	Größe 1 · 13575802 Größe 2 · 13575788 Größe 3 · 13575771 Größe 4 · 13575765 Größe 5 · 13575742	
J703LI 	Knie	Beige		Schwarz	
		normal	Größe 1 · 13885230 Größe 2 · 13885218 Größe 3 · 13885201 Größe 4 · 13885193 Größe 5 · 13885224	Größe 1 · 13575475 Größe 2 · 13575452 Größe 3 · 13575446 Größe 4 · 13575423 Größe 5 · 13575469	
J704LI 	Oberschenkelsegment	Beige/ links	Beige/rechts	Schwarz/ links	Schwarz/rechts
		normal	Größe 1 · 13885402 Größe 2 · 13885388 Größe 3 · 13885371 Größe 4 · 13885365 Größe 5 · 13885394	Größe 1 · 13885454 Größe 2 · 13885431 Größe 3 · 13885425 Größe 4 · 13885419 Größe 5 · 13885448	Größe 1 · 13575630 Größe 2 · 13575593 Größe 3 · 13575587 Größe 4 · 13575570 Größe 5 · 13575624
	lang	Größe 1 · 13885804 Größe 2 · 13885721 Größe 3 · 13885715 Größe 4 · 13885709 Größe 5 · 13885796	Größe 1 · 13885744 Größe 2 · 13885773 Größe 3 · 13885767 Größe 4 · 13885750 Größe 5 · 13885738	Größe 1 · 13576032 Größe 2 · 13575943 Größe 3 · 13575937 Größe 4 · 13575920 Größe 5 · 13576026	Größe 1 · 13575972 Größe 2 · 13576003 Größe 3 · 13575995 Größe 4 · 13575989 Größe 5 · 13575966



Anwendungsvideo:
ACS Light Beinversorgung




Größentabellen


ACS Light Untere Extremität

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)


Juzo ACS Light Fußsegment

Art. J701LI	Umfang c Länge ?	Seriengrößen · Maße in cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cA Zehengrundgelenk	22,0 – 24,0	25,0 – 27,0	28,0 – 30,0	31,0 – 34,0	35,0 – 40,0	
	pA	normal	16,5	18,0	19,5	21,0	23,0
		lang	18,5	20,0	21,5	23,0	25,0


Juzo ACS Light Unterschenkelsegment

Art. J702LI	Umfang c Länge ?	Seriengrößen · Maße in cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cC stärkste Stelle Wade	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0	
	cB Fußgelenk	20,0 – 27,0	25,0 – 32,0	30,0 – 38,0	37,0 – 44,0	45,0 – 52,0	
	pAD	normal	37,0	37,0	42,0	42,0	44,0
		lang	42,0	42,0	47,0	47,0	49,0
	* unterhalb Kniescheibe						

Juzo ACS Light Kniesegment

Art. J703LI	Umfang c	Seriengrößen · Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cF 10 cm oberhalb Kniescheibe	40,0 – 55,0	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 85,0	85,0 – 100,0
	cD unterhalb Kniescheibe	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0

Juzo ACS Light Oberschenkelsegment

Art. J704LI	Umfang c Länge ?	Seriengrößen · Maße in cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cG stärkste Stelle Oberschenkel	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 80,0	75,0 – 90,0	85,0 – 100,0	
	cF 10 cm oberhalb Kniescheibe	45,0 – 52,0	53,0 – 59,0	60,0 – 66,0	67,0 – 73,0	74,0 – 80,0	
	pFG	normal	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
		lang	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Obere Extremität

ACS Light medizinische adaptive Kompressionssysteme für die obere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Arm und Hand eingesetzt werden. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Arm und Hand können kombiniert werden. Das Handsegment ist besonders zur Behandlung von Ödemen im Bereich des Handrückens geeignet.



ACS Light Armsegment

- + Mit eingenähtem Haftrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Mit seitlicher Überhöhung
- + Inklusive losem Extender (Verlängerung der oberen Lasche)
- + Jeweils für links und rechts erhältlich



ACS Light Handsegment



- + Links und rechts tragbar
- + Inklusive Handpelotten zur individuellen Druckverstärkung am Handrücken



Lieferprogramm

ACS Light Obere Extremität

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Art.	Ausführung Länge	PZN			
		Seriengrößen			
 J705LI	Handsegment	Beige		Schwarz	
	normal	Größe 1 · 13885187 Größe 2 · 13885170 Größe 3 · 13885164 Größe 4 · 13885158		Größe 1 · 12598698 Größe 2 · 12598675 Größe 3 · 12598652 Größe 4 · 12598623	
 J706LI	Armsegment	Beige/links	Beige/rechts	Schwarz/links	Schwarz/rechts
		normal	Größe 1 · 13885282 Größe 2 · 13885276 Größe 3 · 13885253 Größe 4 · 13885247 Größe 5 · 13891727	Größe 1 · 13885336 Größe 2 · 13885313 Größe 3 · 13885307 Größe 4 · 13885299 Größe 5 · 13891733	Größe 1 · 13575512 Größe 2 · 13575506 Größe 3 · 13575498 Größe 4 · 13575481 Größe 5 · 13889995
	lang	Größe 1 · 13885690 Größe 2 · 13885626 Größe 3 · 13885603 Größe 4 · 13885589 Größe 5 · 13891762	Größe 1 · 13885655 Größe 2 · 13885684 Größe 3 · 13885678 Größe 4 · 13885661 Größe 5 · 13891779	Größe 1 · 13575914 Größe 2 · 13575831 Größe 3 · 13575825 Größe 4 · 13575819 Größe 5 · 13890030	Größe 1 · 13575848 Größe 2 · 13575883 Größe 3 · 13575877 Größe 4 · 13575860 Größe 5 · 13890047

Größentabellen

ACS Light Obere Extremität

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Juzo ACS Light Handsegment

Art. J705LI	Umfang c 	Seriengrößen · Maße in cm			
		1/XS	2/S	3/M	4/L
	cA Fingergrundgelenke	< 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	> 22,0

Juzo ACS Light Armsegment

Art. J706LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen · Maße in cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG Oberarm	25,0 – 28,0	29,0 – 33,0	34,0 – 39,0	40,0 – 45,0	46,0 – 50,0
	cE Ellbogen	23,0 – 26,0	26,0 – 30,0	29,0 – 34,0	33,0 – 39,0	38,0 – 42,0
	cC Handgelenk	14,0 – 16,0	17,0 – 19,0	20,0 – 22,0	23,0 – 25,0	24,0 – 27,0
	PCG normal	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0
	PCG lang	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0



Anwendungsvideo:
ACS Light Armversorgung



Zusatzprodukte

ACS Light

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Für ACS Light sind verschiedene Zusatzprodukte für sicheren Halt, zusätzlichen Tragekomfort und die Versorgung größerer Umfänge erhältlich. Sie sind einfach anzuwenden und eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten.



ACS Light Hüftband

Art. J711


Das ACS Light Hüftband kann bei Bedarf zur Fixierung des Oberschenkelsegments eingesetzt werden.



ACS Light Zusatzband

Art. J712

Das ACS Light Zusatzband wurde speziell für die Kompression des Rumpfes (z.B. Thorax, Hüfte, Bauch und/oder Genitalbereich) entwickelt. Es kann individuell zugeschnitten werden und ist dank der universell einsetzbaren Klettverschlüsse einfach anzulegen.



ACS Light Klettverschlussplatte

Art. J713

Die ACS Light Klettverschlussplatte ermöglicht ein individuelles Zuschneiden von zusätzlichen Klettverschlüssen.



ACS Light Pelotten

Art. J714

Die ACS Light Pelotten können zur zusätzlichen Polsterung für mehr Tragekomfort und/oder zur lokalen Druckerhöhung eingesetzt werden.



ACS Light Antirutsch-Band

Art. J715

Das individuell kürzbare ACS Light Antirutsch-Band bietet eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit. Es kann unter dem Zusatzband oder Hüftband, aber auch unter dem Oberschenkelsegment getragen werden – für optimalen Halt.



ACS Light Extender

Art. J716

Der ACS Light Extender dient zur Verstärkung der Kompression an den Extremitäten (z. B. Sprunggelenk, Hand- oder Fußbrücken).

Lieferprogramm


ACS Light

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Art.	Ausführung	PZN	
		Universalgröße · Beige	Universalgröße · Schwarz
J711	Hüftband		
	Hüftteil mit aufgenähtem Microklett Separater Taillengurt inkl. 1 losem Klettverschluss Farben: Beige, Schwarz	13884874	13575162
J712	Zusatzband	Seriengrößen · Beige	Seriengrößen · Schwarz
	Zusätzliches Band inkl. 6 losen Klettverschlüssen Farben: Beige, Schwarz	Größe 1 · 13885810 Größe 2 · 13885827	Größe 1 · 13576049 Größe 2 · 13576055
J713	Klettverschlussplatte	Universalgröße · Beige	Universalgröße · Schwarz
	Individuell zuschneidbar Farben: Beige, Schwarz	13885833	13576109
J714	Pelotten	Seriengrößen · Grau	
	Set mit 2 Stärken Farbe: Grau	Größe 1 · 13576061 Größe 2 · 13576078 Größe 3 · 13576084 Größe 4 · 13576090	
J715	Antirutsch-Band	Universalgröße · Beige	Universalgröße · Schwarz
	Band mit einseitiger Neopren-Beschichtung, 12 x 120 cm, inkl. 6 losen Klettverschlüssen Farben: Beige, Schwarz	13884868	13575156
J716	Extender	Universalgröße · Beige	Universalgröße · Schwarz
	Verlängerungsband mit aufgenähten Klettstreifen inkl. 2 losen Klettverschlüssen Farben: Beige, Schwarz	13885000	12599284

Größentabellen

Juzo ACS Light Zusatzband

Art. J712	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
	1	140,0 x 12,0
	2	140,0 x 20,0

Inklusive 6 losen Klettverschlüssen (10,0 x 5,0 cm)

Juzo ACS Light Pelotten

Art. J714	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
Stärke in mm: 4,0 und 8,0 	1	9,0 x 9,0
	2	10,0 x 10,0
	3	11,0 x 11,0
	4	12,0 x 12,0

Zusätzliche Informationen

Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

Wann empfiehlt sich welches Produkt?

ACS Light

- Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg
- Bei Nebenerkrankungen, welche einen geringeren Druck erfordern (z. B. leichte pAVK, periphere Neuropathie)
- Patienten die einen hohen Kompressionsdruck nicht tolerieren
- Bei anatomischen Formgebungen, die mehr Elastizität des Materials erfordern (z.B. bei ausgeprägten Hautlappen im Oberschenkelbereich)
- Zur temporären Erhöhung des Kompressionsdrucks einer Flachstrickversorgung

Compression Wrap

- Kompressionsdruck 30 – 60 mmHg
- Wenn ein sehr hoher Arbeitsdruck erforderlich ist (z. B. bei Ulcus cruris venosum)
- Bei ausgeprägten Fibrosen
- Bei sehr stark ausgeprägten Lymphödemen (z.B. bei primären Lymphödemen, bei Lymphödemen im Stadium II - III)



Kontraindikationen

SoftCompress, ACS Light und Compression Wrap

Absolute Kontraindikationen

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg Fußrücken). Bei Verwendung unelastischer Materialien kann eine Kompressionsversorgung noch bei einem Knöchelarteriendruck zwischen 50 und 60 mmHg unter engmaschiger klinischer Kontrolle versucht werden.
- Dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Akute bakterielle, virale oder allergische Entzündungen
- Schwellungen der Extremität unbekannter Ursache

Relative Kontraindikationen

- Ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Druck oder Inhaltsstoffe des Produkts
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei Diabetes mellitus)
- Primär chronische Polyarthrit
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium I/II
- Malignes Lymphödem

Wichtig

Offene Wunden im Versorgungsbereich müssen zunächst mit einer sterilen, dem Exsudatmanagement angepassten Wundauflage abgedeckt werden, bevor SoftCompress oder medizinische adaptive Kompressionssysteme von angelegt werden.

Unterstützende Produkte für die Ödemtherapie

Hautpflege



Derma Lotion

Art. 0950 (500 ml)

Art. 0925 (125 ml)

Feuchtigkeitsspendende Lotion mit 4 % Urea für die gezielte Hautpflege bei Lymph- und Lipödemen.

500 ml PZN 07240115

125 ml PZN 07240121



Skin Protect

Art. 0757

Hautregeneration und Akutpflege von beanspruchten, sensiblen Hautpartien auch bei Venenleiden, Lip- und Lymphödem. Die antimikrobielle Wirkung von Silber reduziert das Infektionsrisiko.

PZN 15618533



Anti-Juckreizspray

Art. 0583 (150 ml)

Die Akut-Hilfe bei Juckreiz. Der Wirkstoff Polidocanol beruhigt die Haut und kann Juckreiz für mehrere Stunden unterbinden.

PZN 15618510

Strumpfhandschuhe



Strumpfhandschuhe Super-Grip

Art. 0112


Feinstrick-Handschuhe mit Latex-Microfinish zum schonenden Anlegen und besseren Verteilen des Gestricks.

Gr. II (S)* = bis 8 cm Handbreite PZN 08719558

Gr. III (M)* = bis 9 cm Handbreite PZN 08720573

Gr. IV (L)* = bis 10 cm Handbreite PZN 08720596

Gr. V (XL)* = bis 11 cm Handbreite PZN 12470018



Strumpfhandschuhe Top-Grip

Art. 0108

Atmungsaktive, feinfühlig und beständige Feinstrick-Handschuhe aus Nylon. Latexfrei, mit Nitrilbeschichtung.

Gr. II (S)* = bis 8 cm Handbreite PZN 12469972

Gr. III (M)* = bis 9 cm Handbreite PZN 12469989

Gr. IV (L)* = bis 10 cm Handbreite PZN 12469995

Gr. V (XL)* = bis 11 cm Handbreite PZN 12470001

* Größe wird durch Messen der Handbreite an der Fingergrundlinie bestimmt

Strumpfpflege



CLEAN Waschmittel

Art. 0121 (250 ml)

Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung.

PZN 09210503



Wäschenetz

Art. 1007

Zum Schutz Ihrer Strümpfe und Strumpfhosen bei der Maschinenwäsche. Einfach und schnell zu befüllen durch Reißverschluss.

PZN 00065910



Silber-Wäschebeutel

Art. 0891

Mit reinem Silberstoff (0% Nanopartikel) zur Bekämpfung unangenehm riechender Wäsche, selbst bei niedrigen Temperaturen.

Hautkleber



Klebelotion

Art. 0126 (Roll-On 60 ml)

Die hautfreundliche, rückstandslos entfernbare Klebelotion verleiht Strümpfen, Bandagen und anderen Textilien sicheren und dauerhaften Halt. Nach dem Tragen mit Wasser oder einem feuchten Tuch innerhalb von Sekunden von der Haut entfernbare.

PZN 17436256